

KILLVIR

PURIFICANTE ISTANTANEO MULTISUPERFICIE
A BASE DI PEROSSIDO D'IDROGENO

SCOPO

KILLVIR, grazie alla sua formula a base di perossido di idrogeno potenziato, pulisce profondamente ed elimina contaminazioni e biofilm, offrendo una pulizia completa e delicata ed un'igienizzazione profonda senza lasciare residui chimici aggressivi e aloni. Ideale per superfici sensibili all'alcool o a sostanze clorinate.

CAMPO DI APPLICAZIONE

KILLVIR è particolarmente consigliato per igienizzare superfici di mezzi pubblici, auto, casa, luoghi pubblici (bar, fast food, palestre, ecc...), banchi e utensili a fine lavoro, lettini da mare e sdraio. KILLVIR a base di perossido d'idrogeno, può essere utilizzato per seguire il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – sezione 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA - in quanto, essendo un prodotto a base di ossigeno attivo, è conforme a quanto stabilito dalle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute - Pulizia di ambienti sanitari e non sanitari.

VANTAGGI

- Elimina le contaminazioni - Biodegradabile al 100%
- Igienizza efficacemente
- Pulisce senza lasciare aloni
- Senza alcool e sostanze clorinate
- Particolarmente adatto per superfici delicate come pelle, kevlar alluminio e carbonio.
- Non contiene fenoli, aldeidi, alogeni e principi attivi metallorganici.
- Lascia nell'aria un aroma di fresco pulito
- Ideale per ambienti alimentari, supermarket, mense, ecc...
- A base di perossido d'idrogeno
- Prodotto conforme alla circolare del DGPRES 0005443 del 22/02/2020 Oggetto: COVID-19

CARATTERISTICHE

Stato fisico	Liquido violaceo
Valore del pH a 20°C	7
Densità a 20°C	1 g/cm ³
Solubilità in acqua	completamente miscibile

AVVERTENZE

Avvertenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. REG 648/2004/CE: sbiancanti a base di ossigeno, tensioattivi non ionici, profumo <5%.

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.

Prodotto **CONFORME** alla circolare del
DGPRES 0005443 del 22/02/2020
Oggetto: **COVID-19**



MECCANISMO D'AZIONE

L'azione biocida dell'ossigeno attivo è mediata dal radicale libero •OH, altamente reattivo: questo ossida le membrane lipidiche, DNA e altri componenti essenziali per i microrganismi, denaturandole.

TEMPO D'AZIONE

KILL VIR contiene un principio attivo potenziato che ottempera alle linee guida dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) ed è efficace dopo un minuto di esposizione sulle superfici contaminate.

Fonte: Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020

MODO D'USO E DILUZIONI

- Spruzzare KILLVIR direttamente sulla superficie desiderata a una distanza di 20-25 cm
- Passare un panno in microfibra pulito.

FORMATI DISPONIBILI

Codice Prodotto	Formato		
H1059	Flacone da 500ml	6	120
P1161	Tanica da 5000ml	4	32